


Istruzioni per la maschera di Petit



Informazioni importanti riservate a _____

Nella seduta odierna ti è stata consegnata la maschera di Petit

Il suo scopo è DETERMINANTE per il risultato della cura.

Osserva le seguenti immagini e istruzioni per l'uso corretto: FIG.1

- la maschera si posiziona su mento e fronte come fig.1;
- devi agganciare gli elastici dai ganci attaccati all'espansore che hai in bocca fino ai braccetti della maschera;
- la forza viene trasmessa tramite gli elastici che uniscono l'espansore alla maschera;
- **una volta agganciata la maschera** gli elastici dovranno avere la stessa lunghezza sia a destra che a sinistra e una direzione di circa 30° verso il basso;
- devono essere usati gli elastici consegnati insieme alla maschera ;
- la maschera dev'essere usata circa **12/14 ore al giorno**, per cui tutta la notte e nel pomeriggio quando si fanno i compiti o si guarda la televisione;
- la maschera dev'essere conservata nell'apposita busta per evitare che in qualche modo siano deformati i braccetti;
- in caso di dubbi o problemi lo studio è a disposizione. E' meglio telefonare piuttosto che usare scorrettamente la maschera;

Grazie per la collaborazione

Dott.ssa Elena Bratti