



Dott.ssa Elena Bratti  
Via Messidoro 8/C  
44124 Chiesuol del Fosso Ferrara  
Tel. 05321933342

## ESPANSIONE RAPIDA DEL PALATO

Informazioni importanti riservate a ed ai suoi genitori :

L' apparecchio ti è stato applicato dalla Dott.ssa Bratti per aumentare lo spazio ed il diametro dell' arcata superiore:

- 1) si otterrà maggior spazio per i tuoi denti e per una masticazione corretta
- 2) allargando il palato si allargheranno le cavità nasali con un miglioramento della respirazione.

L' apparecchio viene attivato girando la vite una volta al giorno a cura dei tuoi genitori.

### **PER I GENITORI**

- 1) Fate stendere il bambino sotto una luce
- 2) Impugnate la chiave tra indice e pollice e legate il filo di sicurezza al medio
- 3) Inserite la chiave nel foro
- 4) Girate la chiave dolcemente verso la parte posteriore della bocca fino a fine corsa (90° circa di percorso)
- 5) Sfilate la chiave e ripetete l' operazione dopo 24 ore
- 6) In caso di difficoltà telefonate allo Studio Ortodontico della Dott.ssa Elena Bratti

### **ATTENZIONE**

- L' attivazione non è dolorosa ma viene avvertita una pressione alla base del naso soprattutto i primi giorni

- Seguite scrupolosamente le istruzioni

- **E' importante un'ottima igiene**

**UN APPARECCHIO BEN PULITO PREVIENE LE IRRITAZIONI E FUNZIONA MEGLIO**

L'apparecchio ortodontico che ti è stato applicato è stato costruito nel pieno rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D. Leg. 46/97 ( Direttiva C. E. 93/42 ).

Dott.ssa Elena Bratti