

Istruzioni per la trazione extraorale



Informazioni importanti riservate a _____

Nella seduta odierna ti è stata consegnata la trazione extraorale TEO

Il suo scopo è DETERMINANTE per il risultato della cura.

Osserva le seguenti immagini e istruzioni per l'uso corretto: FIG.1 FIG.2

- la trazione si posiziona sul capo a livello cervicale come fig.1;
- sulla trazione ci sono dei braccetti metallici interni con alla fine un occhiello che va inserito con l'apertura rivolta verso l'alto o verso il basso a livello dei tubi delle anelline cementate ai denti, come nella fig. 2;
- la forza viene trasmessa tramite gli elastici che uniscono il cuscino cervicale al braccetto esterno;
- ai lati della trazione ci sono degli appositi ganci ai quali va agganciato l'elastico.
- **una volta agganciata la trazione** gli elastici dovranno avere la stessa lunghezza sia a destra che a sinistra;
- devono essere usati gli elastici consegnati insieme alla trazione ;
- la trazione dev'essere usata circa **12/14 ore al giorno**, per cui tutta la notte e nel pomeriggio quando si fanno i compiti o si guarda la televisione;
- la trazione dev'essere conservata nell'apposita busta per evitare che in qualche modo siano deformati i braccetti che devono essere inseriti sugli uncini dell'arco;
- in caso di dubbi o problemi lo studio è a disposizione. E' meglio telefonare piuttosto che usare scorrettamente la trazione;
- le trazioni ed il diario devono essere portate in studio ad ogni appuntamento per le regolazioni del caso;
- ricorda di compilare il diario.

Grazie per la collaborazione

Dott.ssa Elena Bratti

Questi dati sono resi noti in conformità al consenso firmato dal Paziente in base al D. Leg. 196/03.

Dott.ssa Elena Bratti
Via Messidoro 8/C
44124 Chiesuol del Fosso Ferrara
Tel. 05321933342